

Catálogo de productos



Ultimate

Reactivos In Vitro



DisproLab

Equipos y Reactivos para Laboratorio Clínico

www.disprolab.com

Descubre la Precisión en Cada Gota

En el ámbito de la salud, donde la precisión y la confiabilidad son esenciales, emerge Ultimate como la respuesta a las necesidades actuales. Representa no solo seguridad y calidad, sino también la confianza y competitividad que nos distinguen en el sector.

Desde Disprolab, nos enorgullece presentar nuestra innovadora **planta de reactivos de diagnóstico In vitro**, siendo pioneros y únicos en Colombia. Con Ultimate, reafirmamos nuestro compromiso de elevar los estándares y ofrecer soluciones de vanguardia a nuestros clientes.



Reactivos in vitro alternativos

Para uso en analizadores hematológicos de tres (3) partes diferenciales (H-22 Touch)



1. Lisante Ultimate 1 L

Reactivo para el recuento de glóbulos blancos y análisis de concentración de hemoglobina en sangre. Cebe el reactivo antes de analizar muestras. Utilizar según se indica en el manual de funcionamiento del equipo para su instalación.

2. Detergente Ultimate 1 L

Solución isotónica para hemogramas. Cebe el reactivo antes de analizar muestras. Utilizar DETERGENTE ULTIMATE según indica el manual de funcionamiento del equipo para su instalación.

3. Diluyente Ultimate 20 L

Solución diluyente isotónica para el recuento y el tamaño de las células sanguíneas. Cebe el reactivo antes de analizar muestras. Utilizar DILUENTE ULTIMATE según indica el manual de funcionamiento del equipo para su instalación.

Reactivos in vitro alternativos

Para uso en analizadores hematológicos de tres (3) partes diferenciales (RAYTO RT 7200-7600)



1. Lisante Ultimate 500 ml

Reactivo para el recuento de glóbulos blancos y análisis de concentración de hemoglobina en sangre. Cebe el reactivo antes de analizar muestras. Utilizar según se indica en el manual de funcionamiento del equipo para su instalación.

2. Detergente Ultimate 1 L

Solución isotónica para hemogramas. Cebe el reactivo antes de analizar muestras. Utilizar DETERGENTE ULTIMATE según indica el manual de funcionamiento del equipo para su instalación.

3. Diluyente Ultimate 20 L

Solución diluyente isotónica para el recuento y el tamaño de las células sanguíneas. Cebe el reactivo antes de analizar muestras. Utilizar DILUENTE ULTIMATE según indica el manual de funcionamiento del equipo para su instalación.

Reactivos in vitro alternativos

Para uso en analizadores hematológicos de tres (3) partes diferenciales (ABX Micros - ADVIA 60)



1. Lisante Ultimate 1 L

Reactivo para el recuento de glóbulos blancos y análisis de concentración de hemoglobina en sangre. Cebe el reactivo antes de analizar muestras. Utilizar según se indica en el manual de funcionamiento del equipo para su instalación.

2. Detergente Ultimate 1 L

Solución isotónica para hemogramas. Cebe el reactivo antes de analizar muestras. Utilizar DETERGENTE ULTIMATE según indica el manual de funcionamiento del equipo para su instalación.

3. Diluyente Ultimate 20 L

Solución diluyente isotónica para el recuento y el tamaño de las células sanguíneas. Cebe el reactivo antes de analizar muestras. Utilizar DILUENTE ULTIMATE según indica el manual de funcionamiento del equipo para su instalación.

Reactivos in vitro alternativos

Para uso en analizadores hematológicos de tres (3) partes diferenciales

(MINDRAY BC-3600*, BC-3200, BC-3000, BC-3000plus, BC-2800, BC- 2600, BC2300)



1. RINSE UM-30 5 L

Solución isotónica para hemogramas. Cebe el reactivo antes de analizar muestras. Utilizar RINSE UM-30 ULTIMATE según indica el manual de funcionamiento del equipo para su instalación.

2. Lisante UM-30 500 ml

Reactivo para el recuento de glóbulos blancos y análisis de concentración de hemoglobina en sangre. Cebe el reactivo antes de analizar muestras. Utilizar según se indica en el manual de funcionamiento del equipo para su instalación.

3. Diluyente UM-30 20 L

Solución diluyente isotónica para el recuento y el tamaño de las células sanguíneas. Cebe el reactivo antes de analizar muestras. Utilizar DILUENTE UM-30 ULTIMATE según indica el manual de funcionamiento del equipo para su instalación.

Reactivos in vitro alternativos

Para uso en analizadores hematológicos de cinco (5) partes diferenciales (MINDRAY BC 5380)



1. Lisante LH 500 ml

LISANTE ULTIMATE LH, es utilizado como reactivo de hemólisis de glóbulos rojos para el análisis de hemoglobina. Utilizar LISANTE ULTIMATE LH, según indica el manual de funcionamiento del equipo para su instalación.

4. Cleanser UM-53 1 L

Solución isotónica para hemogramas. Cebe el reactivo antes de analizar muestras. Utilizar Cleanser UM-53 ULTIMATE según indica el manual de funcionamiento del equipo para su instalación.

2. Lisante LII 200 ml

LISANTE ULTIMATE LII reactivo hemolizante para la determinación en el recuento de linfocitos, monocitos, eosinófilos y neutrófilos. Utilizar LISANTE ULTIMATE LII, según indica el manual de funcionamiento del equipo para su instalación.

5. Diluente UM-53 20 L

Solución diluyente isotónica para el recuento y el tamaño de las células sanguíneas. Cebe el reactivo antes de analizar muestras. Utilizar DILUENTE UM-53 ULTIMATE según indica el manual de funcionamiento del equipo para su instalación.

3. Lisante LI 1 L

LISANTE ULTIMATE LI destruye las paredes de glóbulos rojos y coopera con el reactivo LISANTE ULTIMATE LII para diferenciar las 5 poblaciones de glóbulos blancos (WBC). Utilizar LISANTE ULTIMATE LI, según indica el manual de funcionamiento del equipo para su instalación.



¡NUEVO!

Limpiador de sonda **Ultimate**

Este producto es fabricado para ser utilizado en varias referencias de analizadores hematológicos de cinco y tres partes diferenciales. Se utiliza para limpiar la sonda de muestreo de sangre del analizador con regularidad. Usar el LIMPIADOR DE SONDA ULTIMATE según las instrucciones del manual del operador del analizador.





Ultimate

Reactivos In Vitro



Planta de producción Reactivos Ultimate, Medellín Colombia.

Entendemos la importancia de cada análisis, en Disprolab nos comprometemos a proporcionar solo lo mejor.

Ultimate: la elección superior para laboratorios que no comprometen la calidad!!



Cel: +57 318 8831333 / 318 343 74 39

E-mail: info@disprolab.com

Dirección: Edificio Metro Cuatro,
Cl. 48c #65 A 37,
Medellín, Antioquia

