



UltiKlean

DETMATE

Limpiador/detergente
de superficies
como paredes,
pisos y mesones.

DETMATE es un producto biodegradable. Es fabricado para ser utilizado en la limpieza de superficies en laboratorios, industrias e instituciones. Garantiza el lavado de áreas y superficies en general, gracias a su poder desengrasante, eliminando cualquier rastro de material interferente.

Nuestro producto garantiza un entorno de trabajo limpio y seguro, reflejando el más alto estándar de calidad.





Limpieza Profunda y Efectiva

Gracias a su poderosa fórmula, DETMATE penetra y elimina incluso las impurezas más difíciles, asegurando superficies limpias y seguras.



Fácil Preparación y Aplicación

Con solo diluir 50 ml en un litro de agua, obtienes una solución lista para aplicar. Además, una vez preparada, la mezcla mantiene su eficacia durante 12 horas, brindándote flexibilidad en su uso.



Diseñado para un Rango Amplio de Temperaturas

DETMATE puede usarse en un rango de temperatura que va desde los 10°C hasta los 30°C, haciéndolo adaptable a diversas condiciones ambientales.



Seguridad Primero

Aunque DETMATE es potente contra la suciedad, es esencial manejarlo con cuidado. Sigue las precauciones para garantizar una aplicación segura y evita posibles irritaciones.



Optimizado para Espacios Profesionales

Su capacidad para limpiar profundamente lo convierte en una herramienta indispensable en laboratorios e industrias donde la limpieza no es solo estética, sino una cuestión de precisión y seguridad.

**DETMATE ES
IDEAL PARA**



**LABORATORIOS
CLÍNICOS**



**INSTITUCIONES
DE SALUD**

Ver ficha técnica



Disprolab SAS
Calle 48C No 65A-37
Edificio Metro Cuatro
Medellin, Antioquia
Colombia
Tel (604)4485525

