



**UltiKlean**

# CUVEMATE

**Limpiador de cubetas alcalino para analizadores de química.**

CUVEMATE es una solución alcalina utilizada para limpiar las cubetas de lectura en los analizadores de química clínica, removiendo las trazas de analitos remanentes, impidiendo la adhesión de pequeñas gotas de líquido a las paredes de la cubeta y así evitando la formación de micro burbujas que afecten la reproducibilidad de los resultados.

---

**Propiedad de limpieza profunda que puede eliminar eficientemente los remanentes generados por las pruebas colorimétricas y enzimáticas.**

Recomendamos el uso regular del Limpiador de Cubetas Alcalino para mantener la integridad y funcionalidad de los analizadores de química, asegurando la precisión y fiabilidad de cada prueba realizada.






### Limpieza Precisa y Efectiva

CUVEMATE ha sido diseñado específicamente para limpiar las cubetas de lectura en analizadores de química clínica, asegurando una limpieza precisa y adecuada.



### Remoción Completa de Trazas

Su poderosa fórmula alcalina garantiza la eliminación de trazas de analitos remanentes, garantizando que tus análisis estén libres de interferencias.




### Prevención de Microburbujas

Al evitar la adhesión de pequeñas gotas de líquido en las paredes de la cubeta, CUVEMATE protege contra la formación de microburbujas, garantizando la calidad y reproducibilidad de tus resultados.



### Uso Adaptable a Diversas Condiciones

Funciona de manera óptima en un rango de temperatura de 10°C a 30°C, y puede adaptarse según las instrucciones del analizador, permitiendo una dilución exclusiva con agua purificada si es necesario.



### Optimizado para Brindar Seguridad

En el mundo de los análisis clínicos, cada detalle cuenta. CUVEMATE asegura que tu equipo esté en condiciones óptimas para proporcionar resultados precisos y consistentes.

**CUVEMATE ES  
IDEAL PARA**



**LABORATORIOS  
CLÍNICOS**



**Utilice Gafas  
de Seguridad**

**Utilice Guantes**



**Disprolab SAS**  
Calle 48C No 65A-37  
Edificio Metro Cuatro  
Medellin, Antioquia  
Colombia  
Tel (604)4485525



Ver ficha técnica

