



UltiKlean

POWERMATE

**Limpieza y Desinfección
Profunda para Equipos Biomédicos**

POWERMATE es un producto biodegradable fabricado para ser utilizado en la limpieza externa y desinfección de las carcasas y superficies de equipo biomédico.



Actividad en	Ensayo	Microorganismo
 Bacterias	UNE EN 1040:2006 NTC5150:2003	Staphylococcus aureus ATCC 6538
	UNE EN 1040:2006 NTC 5150:2003	Pseudomona aeruginosa ATCC 15442
 Hongos	UNE EN 1040:2006 NTC 5150:2003	Candida albicans ATCC 10231
	UNE EN 13624:2014 NTC 5540:2008	Aspergillus brasiliensis ATCC 16404






Eficacia en Limpieza y Desinfección

Utilice POWERMATE aplicándolo por pulverización y utilizando un paño de microfibra sobre las superficies a limpiar y desinfectar. Producto listo para usar.




Amigable con el Medio Ambiente

Su fórmula biodegradable demuestra un compromiso con el cuidado del planeta, permitiendo a los usuarios tener una huella ecológica más reducida en sus labores de limpieza.



Practicidad y Facilidad de Uso

Al ser un producto listo para utilizar, destaca por su practicidad y facilidad, eliminando la necesidad de complicados procedimientos de preparación o mezclas adicionales.



Almacenamiento

Al mantener su estabilidad durante 18 meses (sin abrir) y 90 días (una vez abierto) dentro de las condiciones de almacenamiento recomendadas, permite un uso prolongado del mismo.



Salud y Seguridad

POWERMATE es un producto no tóxico y reduce el riesgo de contaminación cruzada en entornos clínicos o de laboratorio. Tener en cuenta las precauciones descritas al usarlo.

POWERMATE ES IDEAL PARA



LABORATORIOS CLÍNICOS



INSTITUCIONES DE SALUD



Utilice Gafas de Seguridad



Utilice Guantes



Evite usar en vidrios y espejos



Usar con Tapabocas



Disprolab SAS
Calle 48C No 65A-37
Edificio Metro Cuatro
Medellin, Antioquia
Colombia
Tel (604)4485525



Ver ficha técnica

